

Italiano

Scopo

Questa linea di prodotti è da usare come Calibratori nella determinazione delle Catene Leggere Libere eseguita con i kit Catene Leggere Libere della NSC.

Metodo

Il metodo utilizzato dai kit Catene Leggere Libere si basa sulla reazione di ImmunoPrecipitazione in fase liquida con antisieri adsorbiti specifici per gli epitopi "hidden" delle Catene Leggere delle Immunoglobuline.

Per maggiori informazioni vedi il foglio di istruzioni allegato ai Kit Catene Leggere Libere.

Confezione – Contenuto – Forma – Stabilità

Prodotto			
Calibratori			
<input type="checkbox"/> Set Calibratori Prediluiti		SET.UPC.FRK	5 fiale – 1 ml
Free Light Chains kappa – lambda	<i>W.SET.UPC.FRK.FRL</i>		
E' un Set di Calibratori pronti all'uso.		SET.UPC.FRL	5 fiale – 1 ml

Forma: liquido, pronto all'uso.

Stabilità: oltre 12 mesi a +2° ... +8°C.

Informazioni e Preparazione

In mancanza di indicazioni delle Comunità Scientifiche si è proceduto per "Standardizzazione Interna".

Preparazione dei Calibratori

Per ciascun tipo di catena leggera sono selezionati campioni di urine di pazienti con Mieloma Micromolecolare che mostrino allelettroforesi una banda costituita dalla Proteina di Bence Jones e solo tracce di albumina e di altre proteine. Si può ritenere che in un campione di questo tipo la quantità di proteine totali corrisponda alla quantità di Catene Leggere Libere. Le proteine totali sono dosate con il metodo di Bradford.

Il campione viene centrifugato, dializzato e ultrafiltrato. Il prodotto finale contiene Catene Leggere Libere e tracce di altre proteine in PBS con SodioAzide < 0,1 % (w/v).

Valori assegnati

Vedere la tabella

⚠️ Precauzioni per la sicurezza

Conservante: *SodioAzide*.

- Manipolazione: La SodioAzide è tossica.

Tutti i reagenti contengono SodioAzide < 0,1% (w/v). ***In tale concentrazione la SodioAzide non è pericolosa;*** comunque, adottare le precauzioni necessarie ad evitarne l'ingestione accidentale.

- Smaltimento: La SodioAzide può reagire con piombo e rame dando un composto esplosivo.

⚠️ Avvertenze per l'uso

- Tutti i reagenti vanno utilizzati unicamente per ***"ricerca" in vitro***.

- I Reagenti dei kit e i Controlli sono stati sottoposti a Controllo di Qualità e devono reagire come descritto nelle istruzioni allegate ai kit.

Nel caso i controlli non diano la reazione prevista, tutti i reagenti del kit e i Controlli devono essere ritenuti inaffidabili.

- Non mescolare reagenti di kit appartenenti a lotti diversi.
- Le diluizioni dei calibratori hanno stabilità di poche ore.

Informazioni Tecniche e Riferimenti Bibliografici

Rivolgersi al Servizio Clienti o visitare il sito www.newscientific.com.

English

Use

This product line is for use as Calibrator in the determination of Free Light Chains carried out with NSC's Free Light Chain kits.

Method

The method used by the Free Light Chains kit is based on the reaction of ImmunoPrecipitation in liquid phase with specific adsorbed antisera for the "hidden" epitopes of the Light Chains of Immunoglobulins.

For further information, see the instruction leaflet included in the Free Light Chain kits.

Pack – Contents – Type – Stability

Product			
Calibrators			
<input type="checkbox"/> Prediluted Calibrator Set		SET.UPC.FRK	5 vials – 1 ml
Free Light Chains kappa – lambda	<i>W.SET.UPC.FRK.FR</i>		
Set of ready-to-use Calibrators	<i>L</i>	SET.UPC.FRL	5 vials – 1 ml

Form: liquid, ready to use.

Stability: over 12 months at +2°C ... +8°C.

Information and Preparation

Due to lack of provisions from the Scientific Committees, our "Internal Standardisation" has been applied.

Calibrator Preparation

For each type of light chain, samples of urine are collected from patients having Micromolecular Myeloma, selecting those which, by electrophoresis, show a band made up of Bence Jones proteins and only traces of albumin and other proteins. In a sample of this type the Total Proteins quantity can be assumed to be equal to the quantity of Free Light Chains. Total Proteins are measured by the Bradford method.

The sample is centrifuged, dialysed and ultra-filtered. The final product contains Free Light Chains and traces of other proteins in PBS with Sodium Azide < 0,1 % (w/v).

Assigned values

See table

⚠️ Precautions and Hazards

Preservative: *Sodium Azide*.

- Caution: Sodium Azide is toxic.

All reagents contain Sodium Azide < 0,1% (w/v). ***Sodium Azide is not dangerous at this concentration.*** Careful handling is recommended to avoid accidental swallowing.

- Waste: Sodium Azide may form explosive compounds in metal drainage.

⚠️ Warnings

- All reagents are intended for ***in vitro research***.

- Reagents have passed Quality Control checks and are expected to react as described above.

Should controls samples yield unexpected results, reagents are not to be considered reliable.

- Do not mix reagents from different lot numbers.

- Calibrator dilutions are stable for a few hours.

Technical Information and References

Please call Customer Support Service or visit www.newscientific.com.

Deutsch

Zweck

Diese Produktlinie dient als Kalibrator bei der Bestimmung der freien Leichtketten mit dem NSC Freien Leichtketten Kit.

Methode

Die vom Freien Leichtketten Kit verwendete Methode beruht auf der Immunpräzipitationsreaktion in flüssiger Phase mit adsorbierten Antisern, die spezifisch für die „hidden“ Epitopen der Leichtketten der Immunglobuline sind.

Für nähere Auskünfte wird auf die Gebrauchsanweisungen in den Freien Leichtketten Kits verwiesen.

Packung – Inhalt - Form – Stabilität

Produkt			
Kalibratohr			
<input type="checkbox"/> Satz vorverdünnte Kalibratoren		SET.UPC.FRK	5 Phiolen – 1ml
„Free Light Chains“ kappa und lambda.	<i>W.SET.UPC.FRK.FR</i>		
Ist ein gebrauchsfertiger Kalibratohrsatz.	<i>L</i>	SET.UPC.FRL	5 Phiolen– 1ml

Form: flüssig, gebrauchsfertig.

Stabilität: über 12 Monate bei +2°C ... +8°C.

Auskünfte und Vorbereitung

Mangels Vorschriften wissenschaftlicher Vereine werden firmeninterne Standards verwendet.

Kalibratorenvorbereitung

Für jede Art von freier Leichtkette werden Urinproben von Patienten mit Mikromolekular-Myelom gewählt, die in der Elektrophorese eine aus Bence-Jones Protein bestehende Bande, aber nur Spuren von Albumin und anderen Proteinen aufweisen. In diesen Proben entspricht die Menge des Totalproteins der Menge der freien Leichtketten. Das Totalprotein wird nach der Bradford Methode bestimmt.

Das Probenmaterial wird zentrifugiert, dialysiert und ultrafiltriert. Das Endprodukt enthält freie Leichtketten und Spuren von anderen Proteinen in PBS mit Natriumazid < 0,1 % (w/v).

Zugewiesene Werte

Siehe Tabelle

⚠️ Sicherheitsmaßnahmen

Konservierungsmittel: *Natriumazid*

- Handhabung: Natriumazid ist toxisch.

Alle Reagenzien enthalten Natriumazid < 0,1 % (w/v). ***In dieser Konzentration ist Natriumazid ungefährlich.*** Geeignete Sicherheitsmaßnahmen anwenden, um zufälliges Verschlucken zu vermeiden.

- Entsorgung: Natriumazid kann durch Reaktion mit Blei und Kupfer eine explosive Verbindung bilden.

⚠️ Wichtige Hinweise

- Alle Reagenzien sind ausschliesslich für ***in-vitro Forschung*** vorgesehen.

- Alle Kit Reagenzien und Kontrollen werden der Qualitätskontrolle unterzogen und müssen gemäss Anleitungen reagieren.

Ergeben die Kontrollen unerwartete Ergebnisse, sind alle Kit Reagenzien und Kontrollen als unzuverlässig zu betrachten.

- Keine Reagenzien aus verschiedene Losnummern mischen.
- Die Kalibratorverdünnungen sind nur wenige Stunden stabil.

Technische Auskünfte und Literatur

Bitte wenden sie sich an den Kundenservice oder besuchen sie unsere Webseite www.newscientific.com.

Español

Objeto

El objeto de esta línea de productos es su uso como Calibradores en la determinación de las Cadenas Ligeras Libres efectuada con los Kits Cadenas Ligeras Libres de NSC.

Método

El método empleado por los Kits Cadenas Ligeras Libres se basa en la reacción de Immunoprecipitación en fase líquida con antisueros adsorbidos específicos para los determinantes "Hidden" (ocultos) de las Cadenas Ligeras de las Immunoglobulinas.

Para más información consultar la hoja de instrucciones incluida en los Kits Cadenas Ligeras Libres.

Presentación – Contenido – Forma – Estabilidad

Producto			
Calibradores			
<input type="checkbox"/> Set Calibradores Prediluidos:		SET.UPC.FRK	5 viales – 1 ml
Free Light Chains kappa – lambda	<i>W.SET.UPC.FRK.FR</i>		
Es un Set de Calibradores listos para el uso.	<i>L</i>	SET.UPC.FRL	5 viales – 1 ml

Forma: líquido, listo para su uso.

Estabilidad: más de 12 meses a +2° ... +8°C.

Información y Preparación

A falta de indicaciones por parte de Comunidades Científicas se ha procedido por "Estandarización Interna".

Preparación de los Calibradores

Para cada tipo de cadena ligera se han seleccionado muestras de orina de pacientes con Mieloma Micromolecular que mostrasen en la electroforesis una banda constituida por Proteínas de Bence Jones y sólo trazas de albúmina u otras proteínas. Se puede considerar que en una muestra de este tipo la cantidad de proteínas totales se corresponde a la cantidad de Cadenas Ligeras Libres. Las proteínas totales se han determinado con el método de Bradford.

Las muestras son centrifugadas, dializadas y ultrafiltradas. El producto final contiene Cadenas Ligeras Libres y trazas de otras proteínas en PBS con Azida Sódica < 0,1 % (w/v).

Valores Asignados

Ver la tabla del reverso.

⚠️ Precauciones para la Seguridad

Conservante: *Azida Sódica*.

- Manipulación: La Azida Sódica es tóxica.

Todos los reactivos contienen Azida Sódica < 0,1% (w/v). ***A tal concentración la Azida Sódica no es peligrosa;*** de todos modos, adoptar las precauciones necesarias para evitar la ingestión accidental.

- Eliminación: La Azida Sódica puede reaccionar con plomo o cobre dando un compuesto explosivo.

⚠️ Advertencias para el Uso

- Todos los reactivos deben usarse sólo para ***"determinaciones" In Vitro***.

- Los reactivos del Kit y los controles han sido sometidos a Controles de Calidad y deben reaccionar como se describe en las instrucciones adjuntas al Kit.

En el caso de que los controles no den la reacción prevista, todos los reactivos del Kit y los Controles deben considerarse como no fiables.

- No mezclar reactivos de Kits pertenecientes a lotes distintos.
- Las diluciones de los Calibradores tienen una estabilidad limitada a pocas horas.

Informaciones Técnicas y Referencias Bibliográficas

Contactar con el Servicio de Asistencia al Cliente o visitar www.newscientific.com.

Français

Objectif

Cette ligne de produits doit être employée en tant que Calibreurs dans la détermination des Chaînes Légères Libres réalisée avec les kits Chaînes Légères Libres de la NSC.

Métode

La méthode employée par les kits Chaînes Légères Libres est basée sur la réaction d'ImmunoPrécipitation en phase liquide avec anti-sérum adsorbés spécifiques pour les épitopes "hidden" des Chaînes Légères des Immunoglobulines.

Pour d'autres informations, voir la feuille d'instructions jointe aux Kits Chaînes Légères Libres.

Paquet – Contenu – Forme – Stabilité

Produit			
Calibreur			
<input type="checkbox"/> Set Calibreurs Pré-dilués Ce sont des Sets de Calibreurs prêts à l'emploi.	W.SET.UPC.FRK.FR L	SET.UPC.FRK SET.UPC.FRL	5 ampoules – 1 ml 5 ampoules – 1 ml

Forme: liquide, prêt à l'emploi.

Stabilité: plus de 12 mois à +2°C ... +8°C.

Informations et Préparation

A cause du manque d'indications des Communautés Scientifiques on a appliqué notre "Standardisation Interne".

Préparation des Calibreurs

Pour chaque type de chaîne légère on sélectionne des échantillons d'urine de patients avec Myélome Micromoléculaire qui, soumis à électrophorèse, montrent une bande constituée par la Protéine de Bence Jones et seulement des traces d'albumine et d'autres protéines. Dans un échantillon de ce type, la quantité de protéines totales peut être considérée égale à la quantité de Chaînes Légères Libres. Les protéines totales sont dosées avec la méthode de Bradford.

L'échantillon est centrifugé, dialysé et ultrafiltré. Le produit final contient des Chaînes Légères Libres et des traces d'autres protéines en PBS avec Azide de Sodium < 0,1 % (w/v).

Concentration

Voir tableau

⚠ Précautions de sécurité

Conservateur: Azide de Sodium.

- Manipulation: L'Azide de Sodium est toxique.

Tous les réactifs contiennent de l'Azide de Sodium < 0,1% (w/v). *En cette concentration l'Azide de Sodium n'est pas dangereux.* Adopter quand même les précautions nécessaires pour éviter toute ingestion accidentelle du produit.

- Élimination: L'Azide de Sodium peut réagir avec le plomb et le cuivre donnant un composé explosif.

⚠ Instructions pour l'emploi

- Tous les réactifs doivent être employés seulement pour la "recherche" *in vitro*.
- Les Réactifs des kits et les Contrôles ont été soumis à un Contrôle de Qualité et ils doivent réagir de la façon décrite dans les instructions jointes aux kits. Si les contrôles ne donnent pas la réaction prévue, tous les réactifs du kit doivent être considérés peu fiables.
- Ne pas mélanger les réactifs de kits appartenant à des lots différents.
- La stabilité des Calibreurs dilués est assurée pendant quelques heures seulement.

Informations Techniques et références bibliographiques

Vous pouvez vous adresser au Service Clients ou visiter le site www.newscientific.com.

Português

Objectivo

O objectivo desta linha de produtos é o seu uso como Calibradores na determinação das Cadeias Leves Livres efectuada com os Kits Cadeias Leves Livres de NSC.

Método

O método emprado por os Kits Cadeias Leves Livres baseia-se na reacção de Immunoprecipitação na fase líquida com anti-soros adsorbidos específicos para os determinantes "Hidden" (ocultos) das Cadeias Leves das Immunoglobulinas. Para mais informação, queira consultar a folha de instruções que está incluída nos Kits Cadeias Leves Livres.

Apresentação – Conteúdo – Forma – Estabilidade

Produto			
Calibradores			
<input type="checkbox"/> Set Calibradores Pré-diluídos: Free Light Chains kappa – lambda É um Set de Calibradores pronto para uso.	W.SET.UPC.FRK.FR L	SET.UPC.FRK SET.UPC.FRL	5 frascos – 1 ml 5 frascos – 1 ml

Forma: líquido, pronto para uso.

Estabilidade: mais de 12 meses a +2°C ... +8°C.

Informação e Preparação

Por falta de indicações por parte das Comunidades Científicas procedeu-se à "Standardização Interna".

Preparação dos Calibradores

Para cada tipo de cadeia leve, seleccionou-se amostras de urina de pacientes com Mieloma Micromolecular que apresentassem na electroforese uma faixa constituída por Proteínas de Bence Jones e poucos traços de albumina ou outras proteínas. É possível considerar que numa amostra deste tipo, o montante de proteínas totais corresponde ao montante de Cadeias Leves Livres. Determinou-se as proteínas totais com o método de Bradford.

As amostras são centrifugadas, dialisadas e ultrafiltradas. O produto final contém Cadeias Leves Livres e vestígios de outras proteínas em PBS com Azida de Sódio < 0,1% (w/v).

Valores Atribuídos

Ver a tabela no verso.

⚠ Precauções para a Segurança

Conservante: Azida de Sódio.

- Manipulação: A Azida de Sódio é tóxica.

Todos os reagentes contêm Azida de Sódio < 0,1% (w/v). *A tal concentração a Azida de Sódio não é perigosa:* de qualquer modo, adoptar as precauções necessárias para evitar a ingestão accidental.

- Eliminação: A Azida de Sódio pode reagir com chumbo ou cobre dando um composto explosivo.

⚠ Advertências para a Utilização

- Todos os reagentes devem ser utilizados unicamente para "*determinações*" *In Vitro*.

Os Reagentes do Kit e os Controlos foram submetidos a Controlos de Qualidade e devem reagir como se descreve nas instruções juntas ao Kit. No caso dos controlos não darem a reacção prevista, todos os reagentes do Kit e os Controlos devem considerar-se como não fiáveis.

- Não misturar reagentes pertencentes a Kits de lotes distintos.
- As diluições dos Calibradores têm uma estabilidade limitada a poucas horas.

Informações Técnicas e Referências Bibliográficas

Contactar com o Serviço de Assistência ao Cliente ou visitar o Web Site www.newscientific.com

Calibrators – Assigned values					
REF	LOT	Analyte		Level	mg/dl
W.SET.UPC.FRK	A401	Free Light Chains kappa	FRK	A	0,5
				B	1,0
				C	2,0
				D	4,0
				E	8,0
W.SET.UPC.FRL	A401	Free Light Chains lambda	FRL	A	0,5
				B	1,0
				C	2,0
				D	4,0
				E	8,0



BIOMEDICINA – PATOLOGIA CLINICA - INFORMATICA



REF

LOT

IVD

W.SET.UPC.FRK

A401

W.SET.UPC.FRL

A401

Reagenti per uso professionale
Reagents for professional use
Reagenzien für Berufsgebrauch
Reactivos para uso profesional
Réactifs pour emploi professionnel
Reagentes para uso profesional

Linea Catene Leggere Libere
Free Light Chains Line
Freie Leichtketten Linie
Línea Cadenas Ligeras Libres
Ligne Chaînes Légères Libres
Linha Cadeias Leves Livres

Calibratori – Calibrators – Kalibratoren
Calibradores – Calibreurs - Calibradores

Istruzioni
Instrucciones

Instructions
Instructions

Gebrauchsanweisung
Instruções

2 ... 8 °C	2 SETs 5 x 1 ml	IT - EN - DE ES - FR - PT	www.newscientific.com
------------	--------------------	------------------------------	--

Documenti di Riferimento	Reference Documents	Referenzdokumente	Documentos de Referencia	Pièces de repère	Documentos de Referência
<input type="checkbox"/> Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro					IT - Dlgs 332/00
<input type="checkbox"/> Direttiva 98/79/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro – del 27 ottobre 98					GU, 1998, N° L 331
<input type="checkbox"/> Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagent for professional use					UNI EN 375:2001
<input type="checkbox"/> Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied					ISO 15223:2000 (E)
<input type="checkbox"/> Graphical symbols for use in the labelling of medical devices					EN 980:1997

New Scientific Company S.r.l. – Via Dante Alighieri, 35 – I 20032 Cormano (MI) – Italy

Phone: + 39 02 6152 021 – Fax: + 39 02 6152 154 – nscit@newscientific.com